



# QUOTIENT

## ALBAcyte®

### O R<sub>1</sub>r Cells KRWINKI WZORCOWE

**REF** Z416

**CE**  
1434

#### INTERPRETACJA SYMBOLI NA ETYKIETACH



Kod partii



Data przydatności do użycia  
(RRRR-MM-DD)



Zakres temperatury przechowywania  
(2–8 °C)



Wyrób medyczny do diagnostyki *in vitro*



Kod produktu



Zapoznać się z instrukcją

[www.quotientbd.com](http://www.quotientbd.com)



Producent

#### PRZEZNACZENIE

Krwinki wzorcowe służą do kontroli testów serologicznych.

#### WPROWADZENIE

Opisany po raz pierwszy w 1939 r. antygen RhD jest drugim co do znaczenia antygenem krwinek czerwonych, po układzie grup głównych ABO. Przetoczenie krwi RhD-dodatniej biocyry RhD-ujemnemu lub niezastosowanie profilaktycznej immunoglobuliny anti-D u kobiet RhD-ujemnych może spowodować wytworzenie przeciwciał anti-D. Z tego względu należy zachować szczególną ostrożność przy ustalaniu prawidłowej grupy w zakresie układu Rh oraz właściwie kontrolować testy do oznaczania grupy krwi układu Rh, co jest kluczowe dla bezpiecznej praktyki w zakresie transfuzji. W celu wykazania właściwej reaktywności odczynników anti-D do oznaczania grupy krwi układu Rh, do każdej partii testów należy wykorzystać krwinki czerwone z zakładanym genotypem Rh R<sub>1</sub>r i r.

#### OPIS ODCZYNNIKA WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Odczynnik należy przechowywać w temperaturze od 2–8 °C. Nie zamrażać. Nie używać w przypadku ewidentnego obdarwienia lub hemolizy. Nie używać po upływie podanego terminu ważności.

#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I UTYLIZACJI

Materiał biologiczny, z którego został wytworzony ten produkt, uzyskał wynik niereaktywny w zakresie HBsAg, anti-HIV 1/2 oraz anti-HCV.

**Żadne znane metody badań nie dają pewności, że produkty pochodzące z krwi ludzkiej nie przenoszą chorób zakaźnych, dlatego podczas użytkowania i utylizacji tego produktu należy zachować należytą ostrożność.**

Chloramfenikol jest klasyfikowany jako karcynogen a siarczan neomycyn jest klasyfikowany jako substancja drażniąca.

Odczynnik ten jest przeznaczony wyłącznie do diagnostycznego użytku *in vitro*.

Krwinki wzorcowe mogą być używane bezpośrednio z folki lub mogą zostać przed użyciem przepłukane i ponownie zawieszone w 2–3% roztworze PBS lub 1,5–2% roztworze LISS. Krwinki wzorcowe przygotowane w ten sposób należy zutilizować w ciągu 24 godzin od przygotowania. Nie zaleca się przenoszenia tych krwinek wzorcowych do innego pojemnika w celu długoterminowego przechowywania.

Ponadto w przypadku wprowadzenia przez użytkownika jakiegokolwiek zmiany do odczynnika, np. w trakcie przygotowania zawiesin komórkowych w roztworze LISS, użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej mocy zawiesiny krwinek czerwonych, jakości używanego roztworu PBS lub roztworu LISS oraz przygotowanie i przechowywanie odpowiedniej dokumentacji.

#### PROCEDURY TESTOWE

Nie zaleca się żadnych konkretnych procedur testowych. Zaleca się, aby użytkownicy dokładnie kontrolowali procedury i potwierdzali przydatność odczynnika przed jego użyciem.

#### OGRANICZENIA

Podczas podanego okresu przydatności do użytku może nastąpić pewna utrata ekspresji antygenowej. Ponieważ taka utrata częściowo jest zależna od właściwości poszczególnych donacji lub dawców, których nie można przewidzieć ani kontrolować, należy ściśle przestrzegać zalecanych warunków przechowywania i użytkowania odczynnika.

Wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne mogą wystąpić z powodu zanieczyszczenia materiałów testowych, nieprawidłowej temperatury reakcji, nieprawidłowego przechowywania materiałów, pominięcia odczynników testowych, lub obecności niektórych stanów chorobowych.

#### SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Krwinki wzorcowe uzyskały wynik ujemny w bezpośrednim teście antyglobulinowym, co wskazuje, że na powierzchni

krwinki nie znajdują się żadne wykrywalne ludzkie IgG lub C3 składnik dopełniacza.

W badaniach oceny wydajności (dane w dokumentacji Alba Bioscience Limited) produkt Z416 został przebadany za pomocą różnych próbek osocza i antysurowicy ABO i surowicy do typowania Rh. Wydajność Z416 została podsumowana w formie procentowej zgodności wyników dodatnich i ujemnych.


Procentowa zgodność wyników dodatnich wynosiła 100%, a procentowa zgodność wyników ujemnych wynosiła 100%.

Wyniki testu były w 100% zgodne z wynikami oczekiwanymi w oparciu o przeciwciała występujące w osoczu lub odczynniku.

#### DATA WYDANIA

2022-07

Aby uzyskać więcej informacji lub porady, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.



#### Emergo Europe B.V.

Prinsesgracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



#### Alba Bioscience Limited

James Hamilton Way  
Penicuik  
EH26 0BF  
UK

Nr tel.: +44 (0) 131 357 3333

Nr faksu: +44 (0) 131 445 7125

Adres e-mail: [customer.serviceEU@quotientbd.com](mailto:customer.serviceEU@quotientbd.com)

© Alba Bioscience 2022

Z416PI/PL/07